

# Bima basic recond barn

Stabil, komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande.



- ✓ Komfortabel och formstabil
- ✓ Viskoskum CONFOR® foam i sittgrop
- ✓ Antiglid material
- ✓ Svagt formad med bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggrör
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

## Konstruktion

Bima basic recond är formgjuten med sittgrop av 20mm CONFOR® foam (viskoskum) med olika

- CONFOR® foam 40 gul 20 - 50kg
- CONFOR® foam 42 rosa 50 - 130kg

Dynbasen är helt vätsketät och kan tvättas/rekonditioneras med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Dynan lämpar sig i miljöer där det finns flera användare och där det ställs höga krav på rekonditionering.

Bima basic recond kan beställas med kupad eller plan botten. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämningskiva.

## Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour. Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget är försett med handtag och undersida med antihalkmaterial för bästa fixering i alla typer av rullstolar.

## Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget med antiglidtextil på undersidan finns samma överdrag men med kardborretextil (mjuka sidan) på undersidan. Vid beställning ange art.nr -5 som ändelse.

## Anpassningar

Bima basic recond kan anpassas direkt i fabrik enligt önskemål. Enligt beskrivning/skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

## Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima basic recond barn			Kupad undersida -K					Plan undersida -P		
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup>	Sd = Sitsdjup till ryggör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten						Höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	20/23	25/28	27/30	30/33	33/36	35/38	40/43	43/46		
25	C10-2520-K	C10-2525-K	C10-2527-K	C10-2530-K					6	40
27		C10-2725-K	C10-2727-K	C10-2730-K	C10-2733-K	C10-2735-K			6	45
30			C10-3027-K	C10-3030-K	C10-3033-K	C10-3035-K	C10-3040-K		6	50
33			C10-3327-K	C10-3330-K	C10-3333-K	C10-3335-K	C10-3340-K	C10-3343-K	6	55
35				C10-3530-K	C10-3533-K	C10-3535-K	C10-3540-K	C10-3543-K	6	60
25	C10-2520-P	C10-2525-P	C10-2527-P	C10-2530-P					6	40
27		C10-2725-P	C10-2727-P	C10-2730-P	C10-2733-P	C10-2735-P			6	45
30			C10-3027-P	C10-3030-P	C10-3033-P	C10-3035-P	C10-3040-P		6	50
33			C10-3327-P	C10-3330-P	C10-3333-P	C10-3335-P	C10-3340-P	C10-3343-P	6	55
35				C10-3530-P	C10-3533-P	C10-3535-P	C10-3540-P	C10-3543-P	6	60

## Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange **Ö** framför artikelnummer (**Ö10-4545-K**)

## Övriga mått

Övriga mått och anpassningar tillverkas enligt önskemål.

### Fakta

Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Dynans vikt: Bima basic recond 30x30x5cm plan ca 0,3 kg

Material i dynbas: Formgjuten polyuretan, CONFOR® foam

Material i överdrag: Svart laminerad velour, antiglid

Rekonditionering:

Bima basic recond barn är försedd med en vätsketät yta som är spritbar, klarar att torkas av med de flesta alkoholbaserade desinfektionsmedel. Kan även rekonditioneras i tvätt kabinett. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

**BIMA PLASTTEKNIK AB**  
Dynor för rehabiliteringsvård



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

[info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se)  
[www.bimaplastteknik.se](http://www.bimaplastteknik.se)